



2011

RIGGTEK

The Evolution in Dissolution Testing

aktuelle Information 10/2011

DISTEK Modell 7100 Symphony

WAS WENN Ihr Dissolution Tester...?

RIGGTEK[®]



WAS WENN...

... Ihr Dissolution Tester *mit verschiedenen Temperaturen und Rührgeschwindigkeiten gleichzeitig* betrieben werden kann?

WAS WENN...

...Ihr Dissolution Tester *verschiedene Methoden gleichzeitig* laufen lassen kann?

WAS WENN...

... Ihr Dissolution Tester *jederzeit um weitere Vessel-Positionen erweitert* werden kann?

WAS WENN...

DISTEK Modell 7100 Symphony

Innovation durch SIE inspiriert!

RIGGTEK[®]

...WAS WENN es das alles schon gibt?

Der neue DISTEK *Dissolution Tester 7100 Symphony*

„Innovation durch Sie inspiriert“



symphony[™]
7100

INNOVATION...
ORCHESTRATED BY YOU

DISTEK Modell 7100 Symphony

Ihr neuer Star unter den Dissolution Testern!

RIGGTEK[®]

Der **DISTEK *Dissolution Tester 7100 Symphony*** hat für Sie...

- einen **farbigen Touch-Screen** – bedienen Sie den Dissolution Tester einfach und schnell
- **elektrisch beheizte Vessels** – heizen Sie Ihr Medium von 20°C bis 37°C in weniger als 15 min und vermeiden Sie ein zu reinigendes Wasserbad
- die Möglichkeit **bis zu 3 Methoden gleichzeitig** mit unterschiedlicher Drehzahl und Temperatur laufen zu lassen, jederzeit überwacht und dokumentiert – lassen Sie mehr Dissolution Tests gleichzeitig laufen und sparen Sie Platz, Zeit und Geld
- **im Schaft integrierte Temperatursensoren** – monitoren Sie die Temperatur jedes einzelnen Vessels und nicht nur vom Wasserbad und machen Sie Ihre Dissolution Tests unanzweifelbar
- **frei konfigurierbar von 1 bis 8 Vessel-Positionen** - bestimmen Sie die Anzahl der völlig unabhängigen Module ganz nach Ihren Anforderungen und sparen Sie Geld
- **automatisierte Schaft Anhebung und Senkung** und **voreingestellten Höhen** für USP 1,2,5,6, und Intrinsic Dissolution – wechseln Sie schnell zwischen den verschiedenen Tests und sparen Sie unangenehme Arbeit und Zeit



DISTEK Modell 7100 Symphony

reservieren Sie Ihre Demonstration!

RIGGTEK[®]



Sie sind am neuen Dissolution Tester
DISTEK 7100 Symphony
interessiert?

- rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- schreiben Sie uns an **info@riggtek.de** und

erhalten Sie mehr Informationen oder vereinbaren Sie
einen **Demonstration-Termin** bei Ihnen vor Ort!

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team



DISTEK
CREATING A STIR[™]