

RIGGTEK[®]



2014

RIGGTEK

The Evolution in Dissolution Testing

aktuelle Information 02+03/2014

Neuheiten bei RIGGTEK

Besuchen Sie uns auf der Analytica 2014

RIGGTEK[®]

Erleben Sie unsere innovativen Neuheiten für den Dissolution Test
... live auf der **Analytica 2014** vom 01.04.14 – 04.04.14,
Halle A1, Stand 312 !

Sampilio X8
Kühl-Option



DISTEK
LabEye



DissoPrep-3
3. Generation



Dissolution-Tester
easyDISS



DISTEK 3200
Disintegrator



RC-Software für
Sampilio X8, auch
über Tablet bedienbar



... und vieles mehr!

Sampilio X8
jetzt mit Kühl-Option
und Tablet-Bedienung



Autosampler „Sampilio X8“:

- *einzigartige Membranpumpen mit FIFO-Förderprinzip und geringstem Totvolumen – daher:*
 - *geringste Cross-Kontamination*
 - *vergleichbar mit dem manuellen Probenzug*
- *extrem kurze Intervallzeiten ab 2 Minuten*
- *an alle gängigen Dissolution-Tester anschließbar*
- *einfachste Bedienung und Reinigung*
 - **NEU** : *Browserbasierte Remote-Control-Software - auch über Tablet bedienbar*
- **NEU**: *Kühlung der Vials / Probengläser (optional)*
- **NEU**: *Kommunikation mit Dissolutiontestern*

easyDISS
alles was ein
Dissolution-Tester
braucht



NEU - Dissolution-Tester „easyDISS“:

- *robuste, zuverlässige, Pharmacopeia-konforme und hochqualitative Bauweise (6 oder 8 Positionen)*
- *einfachste Bedienung und Handhabung, z.B.*
 - *aufschaubare Paddles und Baskets*
 - *„Easy-Centre“ Vessel-Fixierung*
- *Vielfältiges Zubehör (z.B. Rotating Cylinders, Immersion Cell, etc.)*
- *Protokollausdruck, Anschluss an Sampilio X8*
- *Verbindung mit allen gängigen Autosamplern möglich*

**DISTEK
sensIR 3200**



NEU – Zerfallstester „DISTEK sensIR 3200“:

- *elektrische Heizung ohne Wasserbad*
 - *aufheizen von 20°C auf 37°C in 8 min*
 - *Temperaturmessung und –protokollierung pro Basket*
 - *keine Reinigung eines Wasserbads*
- *patentierte Endzeitbestimmung mit Infrarottechnik*
- *flexibler Aufbau mit 2,4 oder 6 einzeln steuerbaren Positionen*
- *Geringster Platzbedarf durch extrem kleine Grundfläche*
- *Intuitive Bedienung über Touchscreen*

**DISTEK
LabEye**



NEU – HD Video System „DISTEK LabEye“:

- *Dokumentation und Kontrolle des physischen Zerfallsverlaufs mit Video-Technik in HD-Qualität*
- *Momentaufnahmen, zeitgesteuerte Videoaufnahmen oder Remote-Fern-Beobachtung von Ihrem PC aus*
- *für alle gängigen Dissolution-Tester geeignet*
- *21CFR11 konforme, netzwerkfähige Software*
 - *elektronische Verschlüsselung von Daten*
- *einfache Inbetriebnahme durch komplett geliefertes „Command Center“ inkl. 2 Terabyte Speicher.*



DissoPrep
3. Generation
neue RC-Software



Mediumtankstelle „DissoPrep“ 3. Generation:

- *einzigartiges gravimetrisches Arbeitsprinzip: USP-konformes mischen und dosieren nach Gewicht*
 - *Keine Rekalibrierung zwischen verschiedenen Medien notwendig*
 - *keine Flüssigkeitspumpe*
 - *Entgasung, Erwärmung und Mischen von 8 Liter Medium in 15 min*
- *als DPX8 mit 8-Liter-Tank oder DPX15 mit 15-Liter – Tank verfügbar*
- **NEU:** *neue Elektronik mit zusätzlichem LAN- und USB-Anschluss*
- **NEU:** *neue Remote-Control-Software*



Sie haben Fragen?

- Besuchen Sie uns live auf der Analytica in München vom 01.4.14 - 04.04.14 – wir geben Ihnen gerne Gutscheine für kostenlose Tagestickets



- Besuchen Sie unsere Internetseite www.riggtek.de oder
- Rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- Schreiben Sie uns an info@riggtek.de

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich **mehr Informationen!**

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team

